

# Easy Line ChargerGo ITE

## Techniniai duomenys

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Matmenys (I x P x A)                           | 99 x 57 x 54 mm (3,9 x 2,2 x 2,1") +/- 5% |
| Svoris                                         | 84 g (3 oz) +/- 10%                       |
| Spalva                                         | Alavo                                     |
| Naudojimo sąlygos                              | Nuo +5 iki +40 °C                         |
| Transportavimo ir saugojimo sąlygos            | Nuo -20 iki +60 °C                        |
| Drėgmė transportuojant ir saugojant            | 0–93 % (be kondensato)                    |
| Drėgmė naudojimo metu                          | 0–90 % (be kondensato)                    |
| Atmosferos slėgis naudojimo metu               | 500–1060 hPa                              |
| Atmosferos slėgis saugojant ir transportuojant | 500–1060 hPa                              |
| Pristatomos dalys                              | Maitinimo šaltinis<br>USB-C laidas        |
| Išorinės sąsajos                               | USB-C prievadas                           |
| Elementas                                      | Įkraunamas ličio jonų                     |
| Įkrovimo trukmė                                | Žr. naudojimo instrukciją                 |
| Įvestis                                        | 5 V nuolatinė srovė +/- 5 %, srovė 500 mA |
| Įkraunamo ličio jonų elemento talpa            | 1,184 Wh                                  |

Elemento negalima perkrauti. Įkraunant jis gali sušilti.

