

Easy Line ChargerGo RIC S

Techniniai duomenys

Matmenys (I x P x A)	79 x 40 x 55 mm +/- 5 %
Svoris	68 g +/- 10 %
Spalva	Balta
Naudojimo sąlygos	Nuo +5 iki +40 °C
Transportavimo ir saugojimo sąlygos	Nuo -20 iki +60 °C
Drėgmė transportuojant ir saugojant	0-93 % (be kondensato)
Drėgmė naudojimo metu	0-90 % (be kondensato)
Atmosferos slėgis naudojant, saugojant ir transportuojant	500-1060 hPA
Pristatomos dalys	Maitinimo šaltinis USB-C laidas
Išorinės sąsajos	USB-C prievadas
Maitinimo elementas	Li-Ion (integruotas)
Įkrovimo laikas	Žr. naudotojo vadovą
Įvestis	Tipas: NS, stabilizuota 5 V +/- 5 % Maks. srovė: 350 mA

Maitinimo elemento negalima perkrauti. Kraunant jis gali sušilti.



Easy Line™
Accessories

A Sonova brand



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland