

Easy Line ChargerGo RIC S

Technické údaje

Rozmery (D x Š x V)	79 x 40 x 55 mm (3,1 x 1,5 x 2,2") +/- 5%
Hmotnosť	68 g (2,4 oz) +/- 10 %
Farba	Biela
Prevádzkové podmienky	5 ° až +40 ° Celzia (+41° až +104° Fahrenheit)
Podmienky prepravy a skladovania	-20 ° až +60 ° Celzia (-4° až +104° Fahrenheit)
Vlhkosť počas prepravy a skladovania	0 až 93 % (bez kondenzácie)
Vlhkosť počas prevádzky	0 až 90 % (bez kondenzácie)
Atmosférický tlak počas používania, skladovania a prepravy	500 až 1 060 hPA
Pribalené diely	Napájanie Kábel USB-C
Externé rozhrania	Port USB-C
Batéria	Lítium-iónová (vstavaná)
Doba nabíjania	Pozrite si návod na používanie
Vstup	Typ: DC, stabilizované 5 V +/- 5 % Max prúd: 350 mA

Batériu neodporúčame nabíjať nad rámec kapacity. Počas nabíjania sa môže zohriať.



Easy Line™
Accessories

A Sonova brand



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland